

Schwimmen und Sonnen: Tipps für den sicheren Umgang mit Hörgeräten

Erfahren Sie in unserem Artikel, was zu beachten ist, wenn Sie mit Hörgerät am Strand in Regensburg Urlaub machen. Schützen Sie Ihr Gerät richtig vor Feuchtigkeit und anderen Gefahren.

Tipps für einen unbeschwerten Strandtag mit Hörgerät

Wer sich an heißen Sommertagen im kühlen Nass erfrischen möchte, sollte vorab ein paar Dinge beachten, um sein Hörgerät zu schützen. Der Hörakustiker Eberhard Schmidt gibt hilfreiche Tipps, damit das Hörgerät den Strandtag unbeschadet übersteht.

Warum sollte ich vor dem Schwimmen mein Hörgerät ablegen?

Das Hörgerät sollte aus Sicherheitsgründen vor dem Schwimmen abgelegt werden, da die feinen Teile wie Mikrofon und Lautsprecher Feuchtigkeit empfindlich sind. Obwohl Hörgeräte kurzzeitig mit Wasser in Kontakt kommen können, sind sie nicht für das Schwimmen gemacht, außer sie verfügen über spezielle Membranen, die wasserfest sind.

Was tun, wenn das Hörgerät nass wird?

Wenn das Hörgerät versehentlich nass geworden ist, sollte das Gehäuse trockengewischt und die Mikrofon-Öffnung mit einem

Bürstchen gereinigt werden. Anschließend sorgt das Trocknen des Geräts mit Trockenkapseln oder elektrischen Trockenboxen dafür, dass die Feuchtigkeit verdunstet.

Tipps für den Strandtag

- Vorsicht bei Sonnenschutzmitteln: Sprays können die Mikrofon-Öffnung verstopfen, daher ist es ratsam, das Hörgerät kurzzeitig abzulegen, während der Sonnenschutz einwirkt. Alternativ kann Sonnencreme verwendet werden, sofern keine Rückstände versehentlich auf dem Hörgerät landen.
- Vorsicht bei feinem Sand: Feiner Sand kann in die Mikrofon-Öffnungen gelangen. Es wird empfohlen, das Hörgerät herauszunehmen oder einen Kopfschutz zu tragen, der die Öffnungen schützt, insbesondere an windigen Stränden.
- Hörgerät sicher verstauen: Vor dem Sprung ins kühle Nass sollte das Hörgerät sicher im Etui verstaut werden, um Schäden durch Sand oder andere Gegenstände zu vermeiden.

Wenn diese einfachen Tipps befolgt werden, steht einem entspannten Strandtag mit Hörgerät nichts im Wege. Genießen Sie die Sonne, das Meer und die Erfrischung und sorgen Sie gleichzeitig für den Schutz Ihres wertvollen Hörsystems.

– **NAG**

Details

Besuchen Sie uns auf: n-ag.de