

So bleiben Ihre Hörgeräte beim Baden unbeschadet!

Erfahren Sie, wie Sie Ihr Hörgerät sicher am Strand in Regensburg schützen und pflegen. Tipps vom Hörakustiker für einen unbeschwerten Badeurlaub.

Genießen Sie den Strand mit Ihrem Hörgerät: Was Sie beachten sollten

Die warmen Sommertage locken die Menschen an die Strände und Seen, um sich zu erfrischen und zu entspannen. Für einige Menschen, die im Alltag ein Hörgerät tragen, gibt es jedoch zusätzliche Dinge zu beachten, bevor sie ins Wasser eintauchen.

Wieso sollte ich mein Hörgerät vor dem Schwimmen abnehmen?

Experten raten dazu, das Hörgerät vor dem Schwimmen abzunehmen, um Schäden zu vermeiden. Obwohl die Geräte gegen Feuchtigkeit geschützt sind, können Wasserpartikel in die empfindlichen Teile eindringen und Schäden verursachen. Für das Schwimmen eignen sich die meisten Hörgeräte nicht, es sei denn, sie sind speziell dafür ausgelegt.

Was ist nach dem Duschen zu beachten?

Nach dem Duschen ist es ratsam, das Hörgerät nicht zu tragen, da der Wasserstrahl Druck auf das Gerät ausüben und es beschädigen kann. Es ist wichtig, das Hörgerät trocken zu halten, um Funktionsstörungen zu vermeiden.

Mein Hörgerät ist nass geworden - was nun?

Keine Panik! Nachdem das Gerät nass geworden ist, sollte es vorsichtig getrocknet und gereinigt werden. Spezielle Trockenkapseln oder elektrische Trockenboxen können dabei helfen, die Feuchtigkeit zu entziehen und das Gerät wieder funktionsfähig zu machen.

Tipps für einen entspannten Strandtag mit Ihrem Hörgerät

Am Strand sollten Sie auch auf Sonnenschutzsprays und feinen Sand achten, da diese das Hörgerät beeinträchtigen können. Es wird empfohlen, das Gerät sicher zu verstauen und auf eine Kopfbedeckung zurückzugreifen, um die Mikrofon-Öffnungen zu schützen. Denken Sie daran, auch das Etui für das Hörgerät mitzunehmen, um es sicher aufzubewahren.

Genießen Sie also sorglos Ihren Strandtag mit Ihrem Hörgerät, indem Sie diese einfachen Tipps befolgen und Ihr Gerät richtig pflegen.

- **NAG**

Details

Besuchen Sie uns auf: n-ag.de